

ニュークリサーパック30マルチ



■ 用 途

空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止

■ 特 長

- 冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。
- 冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。
- 効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。

■ 作用機構

容器に充填されている薬品が、冷却水に溶出し、スケール・スライム・腐食を防ぎ、さらに防菌効果を発揮します。

■ 標準使用量

- 30RT(冷凍トン)の冷却塔に1個投入します。
- 角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。
- 一般空調用冷却塔で、有効期間は3ヶ月です。(1日8時間運転の場合)。

■ 使用上の注意

- レジオネラ属菌を除菌する場合は、クリサーパックGRを使用してください。
- 薬品の含まれる冷却水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。
- 河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください。

■ 包装・荷姿

10個入りダンボール箱

1ケース	10個入り
1 個	32錠入り
1 錠	直径20mm 厚さ12~13mm 重量5.5g
容器寸法	280×72×45mm

■ 取扱い・保管上の注意

- ご使用前に必ず「安全データシート」(SDS)をお読みください。
- 本品は、工業用の水処理薬品です。取扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。
- 誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流してください。水洗後、なお痛みがある場合は医師の診断を受けてください。
- 作業着やウェスなど本品の付着したものは、流水でよく洗い落としてください。
- 空容器は飲料用などに使用しないでください。
- 使用時以外は室内に密閉保管してください。
- 容器保管は、冷暗所にて保管してください。
- 使用時以外の容器は、水気のない場所に保管してください。(ダンボール容器が水気を吸うと、容器の形状が変化し荷崩れを起こします。)